

No: 10135-000

APC 3



- Coagulación con plasma de argón con la comodidad de manejo de la interfaz lógica y plausible del VIO 3
- Plug and operate: insertar el instrumento y empezar inmediatamente con la aplicación de la APC
- pulsedAPC y forcedAPC dosificables con precisión con ajuste del efecto en 100 niveles
- preciseAPC, el nuevo modo para el intervalo inferior de la energía y para estructuras sensibles

Medidas y peso

Ancho x alto x fondo	415 x 100 x 375 mm
Peso	5,3 kg

Abasto de gas

Tipo de gas	[Argon 4.8 (99,998 %)]
-------------	------------------------

Otras informaciones sobre el producto

Unidad de embalaje	1 pieza
--------------------	---------